

**Vertys Mineral**



**Una nuova generazione di Compositi**





**Vertys Mineral**



Una nuova generazione di compositi

ONLY THE BEST  
FOR YOUR JOB



VGL - Stefano Mazzaella

## UNA NUOVA GENERAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI!

Il Composito **VERTYS MINERAL** fa parte di una nuova generazione di compositi in cui si combinano una serie di caratteristiche che fanno sì che questo materiale abbia caratteristiche chimico/fisiche straordinarie. **Universale, innovativo, adatto a qualsiasi tipo di lavorazione**, in grado di assorbire i carichi dovuti alla masticazione, soprattutto in quelli a supporto implantare.



### RESINA DI BASE (O MATRICE)

La fase organica della maggior parte dei compositi oggi in commercio è costituita dal composto chimico sintetizzato da Bowen e conosciuto come "resina di Bowen".

La resina di Bowen è composta da una successione di monomeri ognuno dei quali deriva da una reazione di sintesi tra bisfenolo A e 2 molecole di glicidilmetacrilato.



1

2

V S

## UDMA (VERTYS MINERAL)

Resina UDMA uretandimetacrilato, è la famiglia di resine utilizzata per la realizzazione dei compositi **Vertys Mineral**, a differenza delle resine da BIS-GMA la resina da UDMA **non contiene il bisfenolo A**, e per questa ragione viene considerata una **resina altamente biocompatibile e perfetta per l'uso dentale**.

Queste resine hanno un bassissimo coefficiente di assorbimento di acqua, **non si degradano e non tendono ad ingiallire nel tempo**, sono perfette quindi per **lavori altamente estetici e duraturi**.

Al suo interno sono presenti controllori di viscosità ossia monomeri a basso peso molecolare, che permettono una maggior mobilità molecolare durante la polimerizzazione e quindi un maggior grado di conversione.

Questa famiglia di resine grazie alla sua fluidità e all'alta bagnabilità delle particelle di riempitivo, ci permette di inglobare al suo interno una quantità maggiore di filler: questo ci aiuta ad ottenere compositi altamente performanti e con una contrazione da polimerizzazione decisamente ridotta rispetto ad altre resine.

**Un'altra caratteristica estremamente importante di queste resine è la facilità con cui si lucidano:** si ottengono risultati perfetti in pochi secondi con il semplice uso di uno spazzolino di cotone morbido e una pasta lucidante tradizionale.

## BISGMA

Il monomero BISGMA realizza polimeri reticolati tridimensionalmente per reazione di addizione dei gruppi metacrilici, e il risultato è una resina con un comportamento molto diverso dalle classiche resine acriliche non modificate.

**Il monomero BISGMA è molto viscoso**, e viene generalmente diluito con diversi monomeri od oligomeri con basso peso molecolare (i cosiddetti "controllori di viscosità") in modo da raggiungere un'adeguata fluidità e quindi ottenere un'incorporazione migliore.

Viene utilizzato da moltissimi anni in campo dentale per le sue ottime caratteristiche di adesione e durezza, **ha però come contro indicazione principale la presenza al suo interno del bisfenolo A** considerato capace di danneggiare il sistema riproduttivo, endocrino, nervoso ed immunitario, per questa ragione **in alcuni paesi l'uso del bisfenolo A è vietato**.

Un altro limite di questa categoria di resine è la **tendenza ad ingiallire e cambiare di colore nel tempo**, si degradano facilmente a contatto dei raggi UV.

VERTYS MINERAL

# I QUATTRO PUNTI FONDAMENTALI

Durante lo studio e concezione del composito **VERTYS MINERAL** sono state prese in considerazione i 4 punti fondamentali per la realizzazione di un composito di nuova generazione.





1

## RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

La resistenza alla compressione è stata determinata comprimendo un cilindro con un diametro di 4 mm, alto 6 mm, su un campione di composito. Il risultato ottenuto indica il comportamento che il composito avrà in bocca. I test in Vitro rispecchiano quello che sarà il reale comportamento del materiale in situazioni cliniche diverse.

2

## ABRASIONE SUPERFICIALE

Il test misura il grado di abrasione superficiale del composito dopo la lucidatura. Un valore basso indica una maggiore lucentezza, questo è molto importante per l'estetica delle ricostruzioni. Una superficie lucida e compatta evita il deposito della placca. La formulazione del Mineral garantisce estetica e funzione inalterata nel tempo.

3

## STABILITÀ CROMATICA


La stabilità del composito è stata una nostra prerogativa, con un assorbimento d'acqua estremamente contenuto (15 ng/mm<sup>3</sup>). Anche in questo caso la nuova formulazione del composito Mineral garantisce una eccellente stabilità cromatica nel tempo.

4

## DUREZZA BARCOL

Il campione di composito è stato sottoposto a un test specifico per determinare la durezza del materiale. È stata applicata una pressione uniforme al composito attraverso uno speciale utensile che penetrando nel materiale ha indicato, convertendo in numeri il test, la durezza del materiale. Valori elevati permettono al composito di resistere all'abrasione durante la masticazione.

# Vertys Mineral



VERTYS MINERAL

# QUALITÀ NATURALE



La linea **VERTYS MINERAL** nasce dall'esigenza di avere un composito con caratteristiche uniche di nuova generazione. La matrice di nuova concezione a base di Uretano Dimetacrilato è stata studiata con il preciso scopo di ottenere un materiale altamente performante.

Inoltre i Compositi **VERTYS MINERAL** si distinguono per la maggior plasticità rispetto ad altri compositi, l'ottima lavorabilità, la resistenza all'abrasione e una rigidità strutturale compatibile con i **nuovi materiali FRC** presenti oggi sul mercato.

Grazie alle sue eccellenti caratteristiche **VERTYS MINERAL** presenta una resistenza alla placca molto elevata. La particolare struttura e il contenuto di micro-riempitivi assicurano una superficie liscia, compatta e lucida.


# FURBO COMPOSITE



# FURBO INSIDE



# FURBO MONO




## VERTYS MINERAL

# COMPOSITI FLUIDI

Per rendere l'utilizzo di questo nuovo composito semplice e intuitivo è stato messo a punto un sistema che con **l'utilizzo di poche masse combinate tra di loro** permette al tecnico di ottenere strutture con un'**estetica paragonabile a quella dei denti naturali**.

I colori sono assolutamente fedeli alla scala VITA\*, e grazie a questa caratteristica, i compositi **VERTYS MINERAL** risultano facili da utilizzare, poichè il risultato finale rispecchia sempre il colore scelto.

\* VITA è un marchio registrato da VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.



VERTYS LIGHT GLASS 22 SHORE

## LA LINEA MUFFOLA COMPOSITE

La linea muffole "Composite" insieme ai compositi Flow Mineral sono utilizzabili sia a mano libera che per iniezione. Nel caso si decida l'iniezione utilizzare il silicone Vertys Light Glass 22 Shore.

Altri siliconi trasparenti della linea Vertysystem:

- **Vertys Medium Glass 50 Shore**
- **Vertys Heavy Glass 70 Shore**

Vertys Mineral

## VERTYS MINERAL COMPOSITI IN PASTA

Per rendere l'utilizzo di questo nuovo composito in pasta semplice e veloce, è stata creata una massa **morbida, altamente malleabile**, che permette l'applicazione classica con **spatole e pennelli**, ma anche di utilizzarla con la **tecnica di pressata in muffola**.

I colori sono assolutamente fedeli alla scala VITA\*, e grazie a questa caratteristica, i compositi **VERTYS MINERAL** risultano facili da utilizzare, poichè il risultato finale rispecchia sempre il colore scelto.

\* VITA è un marchio registrato da VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.



# MINERAL PASTE







## VERTYS MINERAL

# COMPOSITI ROSA X GENGIVA

**LE MASSE GENGIVALI ROSA** sono state pensate e realizzate prendendo come esempio i colori della gengiva naturale e permettono la riproduzione di porzioni gengivali. Molta attenzione è stata data al passaggio cromatico tra estetica bianca e rosa.

Sono disponibili 3 colori Fluidi e 2 in Pasta con gradazioni diverse di rosa.

**I colori possono essere utilizzati puri o miscelati tra di loro per ottenere qualsiasi tonalità.**

Inoltre il materiale ha una fluidità e una plasticità ottimali che facilitano la stesura negli spazi sottili.

### Indicazioni:

- Protesi mobili telescopiche e/a supporto implantare
- Implant Bridge
- Protesi parziale mobile
- Restauro definitivi



Vertys Mineral

VERTYS MINERAL

# CARATTERIZZAZIONI

La linea completa di colori da caratterizzazione Flow e Liquidi, con tutte le totalità necessarie per modificare croma, tinta e valore, sia con l'utilizzo di compositi Flow che Pasta, sia all'interno, tra uno strato e l'altro, che in superficie.





VERTYS MINERAL

# ESSENTIAL MINERAL LIQUID



## MINERAL BOND

Il Mineral Bond va applicato tra composito-composito oppure resina acrilica -composito.



## MINERAL GLAZE

Il Mineral Glaze va utilizzato per la lucidatura e la sigillatura superficiale



## MINERAL MODEL

Il Model Liquid Mineral è un liquido che facilita la lavorazione dei compositi fotopolimerizzabili

VERTYSYSTEM



**MINERAL BOND**



**MINERAL GLAZE**



**MINERAL MODEL**

Vertys Mineral

# VERTYS MONOMASSA

La monomassa è una resina, premiscelata addizionata con il 32% di materiale composito, composta da dentine, smalti, opalescenti è trasparenti per ottenere in un'unica soluzione la naturale stratificazione dentinale.

Colori:

- **MM1** (A1 / A2 scala vita)
- **MM2** (A3 scala vita)
- **MM3** (A3,5 / A4 scala vita)
- **MG1** (C / D scala vita)



L'adesione chimico-fisica tra Monomassa e Vertys Mineral è perfetta.



VERTYS MINERAL

**LA COMBINAZIONE PERFETTA**

Vertys Mineral

# Moon Light

Il nuovo Cleaner ideale per le tutte le resine da stampa 3D.





## [ technical info ]

### SISTEMA • SYSTEM

Controllato da microprocessore  
*Controlled by microprocessor*

### INTERFACCIA • INTERFACE

Touch screen 3.2 "


### SORGENTE • LIGHT SOURCE

LED UV 405 e 310 nm

### ALIMENTAZIONE • POWER SOURCE

INGRESSO / <i>INPUT</i>	100-240 V, 1A, 50-60 Hz
POTENZA LED / <i>LED POWER</i>	150 W

## [ internal dimensions ]



## [ advantages ]



Tecnologia green che riduce i consumi recuperando l'energia termica.  
*Green technology that reduces consumption recovering thermal energy.*



Facilità d'uso, con un'interfaccia touch che rende intuitivo l'utilizzo.  
*User friendly thanks to our touch interface.*



Volume ampio per ospitare creazioni di grandi dimensioni.  
*Large volume to accommodate large creations.*



Grande potenza per asciugare in tempi rapidi.  
*Great power for quick drying.*



Estetica curata nei dettagli, con un design minimalista e moderno.  
*Aesthetics with attention to detail, with a minimalist and modern design.*

# SCHEDE TECNICHE MATERIALE

Una nuova matrice Micro-Ibrida rende questo prodotto estremamente performante.

## COMPOSITO FLUIDO

**Tipo di materiale:** Composito fotopolimerizzabile nano-hybrid fluido iniettabile

	PARAMETRO	VALORI TIPICI*
COMPOSIZIONE CHIMICA	Resina a base di UDMA, caricata al vetro di bario e silice	/
	Contenuto totale di riempitivo (in peso)	ca 68%
	Contenuto totale di riempitivo (in volume)	ca 48%
	Peso specifico (20 °C; 68 °F)	1.81 g/cm <sup>3</sup>
PROPRIETÀ DI LAVORO	Orario di lavoro (condizioni di luce come di consueto nei laboratori odontotecnici)	> 3 min
	Tempo di polimerizzazione intermedio consigliato prima dell'applicazione dello strato successivo (unità di polimerizzazione: Vertys Moon Light 2)	90 sec.
	Tempo di polimerizzazione finale consigliato (unità di polimerizzazione: Vertys Moon Light 2)	180 sec.
	Intensità di fotopolimerizzazione** (1° Fissaggio   2° Passaggio   3° Passaggio)	90   180   300 sec.
PROPRIETÀ FISICHE	Resistenza alla flessione (trasversale)	ca. 120 MPa
	Modulo a flessione	ca. 7500 MPa
	Resistenza alla compressione	ca. 305 MPa
	Resistenza alla trazione diametrale	ca. 80 MPa
	Assorbimento in acqua	ca. 20 µg/mm <sup>3</sup>
	Solubilità in acqua	ca. 2 µg/mm <sup>3</sup>
	Stabilità della colorazione	Molto buona
	Lucidabilità	Altamente lucidabile
	Radiopacità***	SI   220%
	Temperatura di stoccaggio	< 25 °C (78 °F)
	Scadenza massima del prodotto	3 anni

\* Classificazione: Classe IIa (93/42 EEC). Standard rilevanti: DIN EN ISO 4049:2000

\*\* Tempi indicativi considerato il fotopolimerizzatore MoonLight 2 by Vertysystem

\*\*\* Valore comparabile a 1,4 mm di alluminio. La norma ISO standard 4049.7 indica almeno 1,0 mm di alluminio.

## COMPOSITO PASTA

**Tipo di materiale:** Composito fotopolimerizzabile nano-hybrid in pasta

	PARAMETRO	VALORI TIPICI*
COMPOSIZIONE CHIMICA	Resina a base di UDMA, caricata al vetro di bario e silice	/
	Contenuto totale di riempitivo (in peso)	ca 79%
	Contenuto totale di riempitivo (in volume)	ca 67%
	Peso specifico (20 °C; 68 °F)	1.90 g/cm <sup>3</sup>
PROPRIETÀ DI LAVORO	Orario di lavoro (condizioni di luce come di consueto nei laboratori odontotecnici)	> 3 min
	Tempo di polimerizzazione intermedio consigliato prima dell'applicazione dello strato successivo (unità di polimerizzazione: Vertys Moon Light 2)	90 sec.
	Tempo di polimerizzazione finale consigliato (unità di polimerizzazione: Vertys Moon Light 2)	180 sec.
	Tempi di fotopolimerizzazione** (1° Fissaggio   2° Passaggio   3° Passaggio)	90   180   300 sec.
PROPRIETÀ FISICHE	Resistenza alla flessione (trasversale)	ca. 137 MPa
	Modulo a flessione	ca. 9000 MPa
	Resistenza alla compressione	ca. 330 MPa
	Resistenza alla trazione diametrale	ca. 0 MPa
	Assorbimento in acqua	ca. 15 µg/mm <sup>3</sup>
	Solubilità in acqua	ca. 2 µg/mm <sup>3</sup>
	Stabilità della colorazione	Molto buona
	Lucidabilità	Altamente lucidabile
	Radiopacità***	SI   220%
	Temperatura di stoccaggio	< 25 °C (78 °F)
	Scadenza massima del prodotto	3 anni

\* Classificazione: Classe IIa (93/42 EEC). Standard rilevanti: DIN EN ISO 4049:2000

\*\* Tempi indicativi considerato il fotopolimerizzatore MoonLight 2 by Vertysystem

\*\*\* Valore comparabile a 1,4 mm di alluminio. La norma ISO standard 4049.7 indica almeno 1,0 mm di alluminio.

## CODIFICA COMPOSITO

### DENTINE FLOW



200-3401  
**VERTYS MINERAL FLOW A1**  
Composito fluido dentina  
Colore: A1 (scala VITA)  
Conf: siringa da 3g



200-3402  
**VERTYS MINERAL FLOW A2**  
Composito fluido dentina  
Colore: A2 (scala VITA)  
Conf: siringa da 3g



200-3403  
**VERTYS MINERAL FLOW A3**  
Composito fluido dentina  
Colore: A3 (scala VITA)  
Conf: siringa da 3g



200-3404  
**VERTYS MINERAL FLOW A3,5**  
Composito fluido dentina  
Colore: A3,5 (scala VITA)  
Conf: siringa da 3g



200-3405  
**VERTYS MINERAL FLOW A4**  
Composito fluido dentina  
Colore: A4 (scala VITA)  
Conf: siringa da 3g



200-3406  
**VERTYS MINERAL FLOW C2**  
Composito fluido dentina  
Colore: C2 (scala VITA)  
Conf: siringa da 3g



200-3407  
**VERTYS MINERAL FLOW D3**  
Composito fluido dentina  
Colore: D3 (scala VITA)  
Conf: siringa da 3g

### SMALTI FLOW



200-3413  
**VERTYS MINERAL FLOW ENAMEL L**  
Smalto per composito fluido  
Colore: chiaro  
Conf: siringa da 3g



200-3414  
**VERTYS MINERAL FLOW ENAMEL M**  
Smalto per composito fluido  
Colore: medio  
Conf: siringa da 3g



200-3415  
**VERTYS MINERAL FLOW ENAMEL D**  
Smalto per composito fluido  
Colore: scuro  
Conf: siringa da 3g

### TRASPARENTI E OPALESCENTI FLOW



200-3416  
**VERTYS MINERAL FLOW N**  
Trasparente per composito fluido  
Colore: neutro  
Conf: siringa da 3g



200-3417  
**VERTYS MINERAL FLOW LB**  
Trasparente per composito fluido  
Colore: azzurro  
Conf: siringa da 3g



200-3418  
**VERTYS MINERAL FLOW W**  
Trasparente per composito fluido  
Colore: Bianco  
Conf: siringa da 3g



200-3419  
**VERTYS MINERAL FLOW O**  
Trasparente per composito fluido  
Colore: arancione  
Conf: siringa da 3g



200-3420  
**VERTYS MINERAL FLOW ON**  
Trasparente per composito fluido  
Colore: opalescente neutro  
Conf: siringa da 3g



200-3421  
**VERTYS MINERAL FLOW OB**  
Trasparente per composito fluido  
Colore: opalescente azzurro  
Conf: siringa da 3g



200-3422  
**VERTYS MINERAL FLOW OW**  
Trasparente per composito fluido  
Colore: opalescente bianco  
Conf: siringa da 3g



200-3423  
**VERTYS MINERAL FLOW OO**  
Trasparente per composito fluido  
Colore: opalescente arancione  
Conf: siringa da 3g

### DENTINE PASTA



200-3501  
**VERTYS MINERAL PASTE A1**  
Composito pasta dentina  
colore: A1 (scala VITA)  
Conf: siringa da 4g



200-3502  
**VERTYS MINERAL PASTE A2**  
Composito pasta dentina  
colore: A1 (scala VITA)  
Conf: siringa da 4g



200-3503  
**VERTYS MINERAL PASTE A3**  
Composito pasta dentina  
colore: A3 (scala VITA)  
Conf: siringa da 4g



200-3504  
**VERTYS MINERAL PASTE A3,5**  
 Composito pasta dentina  
 Colore: A3,5 (scala VITA)  
 Conf: siringa da 4g



200-3505  
**VERTYS MINERAL PASTE A4**  
 Composito pasta dentina  
 Colore: A4 (scala VITA)  
 Conf: siringa da 4g



200-3506  
**VERTYS MINERAL PASTE C2**  
 Composito pasta dentina  
 Colore: C2 (scala VITA)  
 Conf: siringa da 4g



200-3507  
**VERTYS MINERAL PASTE D3**  
 Composito pasta dentina  
 Colore: D3 (scala VITA)  
 Conf: siringa da 4g

SMALTI PASTA



200-3508  
**VERTYS MINERAL PASTE ENAMEL L**  
 Composito pasta dentina  
 Colore: chiaro  
 Conf: siringa da 4g



200-3509  
**VERTYS MINERAL PASTE ENAMEL M**  
 Composito pasta dentina  
 Colore: medio  
 Conf: siringa da 4g



200-3510  
**VERTYS MINERAL PASTE ENAMEL D**  
 Composito pasta dentina  
 Colore: scuro  
 Conf: siringa da 4g

TRASPARENTE E  
 OPALESCENTE PASTA



200-3511  
**VERTYS MINERAL PASTE N**  
 Trasparente per composito pasta  
 Colore: neutro  
 Conf: siringa da 3g



200-3515  
**VERTYS MINERAL PASTE ON**  
 Opalescente per composito pasta  
 Colore: opalescente neutro  
 Conf: siringa da 3g

SUPERCOLORI



200-3601  
**VERTYS MINERAL SUPER LB**  
 SuperColore per composito  
 Colore: azzurro  
 Conf: flacone 2,5ml



200-3602  
**VERTYS MINERAL SUPER W**  
 SuperColore per composito  
 Colore: bianco  
 Conf: flacone 2,5ml



200-3603  
**VERTYS MINERAL SUPER O**  
 SuperColore per composito  
 Colore: arancione  
 Conf: flacone 2,5ml



200-3604  
**VERTYS MINERAL SUPER B**  
 SuperColore per composito  
 Colore: marrone  
 Conf: flacone 2,5ml



200-3605  
**VERTYS MINERAL SUPER P**  
 SuperColore per composito  
 Colore: rosa  
 Conf: flacone 2,5ml



200-3606  
**VERTYS MINERAL SUPER OC**  
 SuperColore per composito  
 Colore: ocra  
 Conf: flacone 2,5ml

LIQUIDI



200-3802  
**VERTYS MINERAL BOND**  
 Liquido Primer fiber bonding per compositi  
 Conf: 5 ml



200-3804  
**VERTYS MINERAL GLAZE**  
 Liquido per glasura  
 Conf: 5 ml



200-3805  
**VERTYS MINERAL MODEL**  
 Liquido per modellazione  
 Conf: 2,5 ml

INTENSIVI



200-3607  
**VERTYS MINERAL SHINE DB**  
Intensivo per composito  
Colore: marrone scuro  
Conf: 3g



200-3608  
**VERTYS MINERAL SHINE B**  
Intensivo per composito  
Colore: marrone  
Conf: 3g



200-3609  
**VERTYS MINERAL SHINE W**  
Intensivo per composito  
Colore: bianco  
Conf: 3g



200-3610  
**VERTYS MINERAL SHINE O**  
Intensivo per composito  
Colore: arancione  
Conf: 3g



200-3611  
**VERTYS MINERAL SHINE LB**  
Intensivo per composito  
Colore: azzurro chiaro  
Conf: 3g



200-3612  
**VERTYS MINERAL SHINE Y**  
Intensivo per composito  
Colore: giallo  
Conf: 3g

OPACHI



200-3301  
**VERTYS MINERAL OPAK L**  
Opaco fotopolimerizzabile  
Colore: chiaro  
Conf: siringa da 3g



200-3302  
**VERTYS MINERAL OPAK M**  
Opaco fotopolimerizzabile  
Colore: medio  
Conf: siringa da 3g



200-3303  
**VERTYS MINERAL OPAK D**  
Opaco fotopolimerizzabile  
Colore: scuro  
Conf: siringa da 3g



200-3304  
**VERTYS MINERAL OPAK P**  
Opaco fotopolimerizzabile  
Colore: rosa  
Conf: siringa da 3g

COMPOSITI ROSA PER GENGIVA



200-3729  
**VERTYS MINERAL PINK FLOW L**  
Composito fluido rosa per gengiva  
Colore: chiaro  
Conf: siringa da 3g



200-3730  
**VERTYS MINERAL PINK FLOW M**  
Composito fluido rosa per gengiva  
Colore: medio  
Conf: siringa da 3g



200-3731  
**VERTYS MINERAL PINK FLOW D**  
Composito fluido rosa per gengiva  
Colore: scuro  
Conf: siringa da 3g



200-3732  
**VERTYS MINERAL PINK PASTE L**  
Composito pasta rosa per gengiva  
Colore: chiaro  
Conf: siringa da 3g



200-3733  
**VERTYS MINERAL PINK PASTE M**  
Composito pasta rosa per gengiva  
Colore: medio  
Conf: siringa da 3g

KIT



200-3810  
**VERTYS MINERAL FLOW KIT**  
Kit compositi fluidi: 3 dentine 3g + 2 Smalti da 3g + BOND 5ml + GLAZE 5ml



200-3812  
**VERTYS MINERAL PASTA KIT**  
Kit compositi pasta: 3 dentine 4g + 2 Smalti 4g + BOND 5ml + GLAZE 5ml + MODEL LIQ. 2,5ml



200-3814  
**VERTYS MINERAL PINK KIT**  
Kit compositi rosa per gengiva: 3 colori fluidi 3g + 2 colori pasta 3g + BOND 5ml + GLAZE 5ml + MODEL LIQ. 2,5ml



200-3816  
**VERTYS MINERAL SUPER COLOR KIT**  
Kit 6 SuperColori liquidi da 2,5ml + 1 Vertys Ergo Brush N°2

**Vertys Mineral**

# a.gree

Via Retrone 14, Altavilla Vicentina 36077 (Vicenza) - Italy  
T +39 0444 960 991 | W [vertysystem.com](http://vertysystem.com)  
M [info@vertysystem.com](mailto:info@vertysystem.com) | [ordini@vertysystem.com](mailto:ordini@vertysystem.com)

## Vertys Mineral



[WWW.VERTYSYSTEM.COM](http://WWW.VERTYSYSTEM.COM)