

# ARTICU- LATOR

La messa in articolatore è una fase importante, fatti aiutare da Ar.go  
*Putting on articulator is a particular phase, let's get helped by Ar.go*



## Putting on articulator with Artic Pins

Times



Vertysystem

**8** min.

Video



Use the camera of your phone

## Putting on articulator with Vertys Split Cast

Times



Vertysystem

**10** min.

Video



Use the camera of your phone

Protocol



Use the camera of your phone


Cod. 10-3000

**Ar.go**



**AR.GO** è il nuovo articolatore in alluminio anodizzato con ingaggio diretto per i modelli Vertysystem.

**AR.GO** is the brand new articulator with the split cast of the Vertysystem.



Regolazione dell'angolo di Bennett da 0° a 25°

*Setting of the Bennett angle from 0° to 25°*




Supporto per lavorare a 45°

*Tilt support to work at 45°*



Apertura e chiusura della centrica

*Open and close centric*



Regolazione dell'inclinazione del tragitto condilare da -15° a +60°

*Setting of condylar inclination from -15° to +60°*



## F A C E B O W

Cod. 10-3001  
**AR.GO FACE**





## AR.GO

Articolatore compatibile con sistema Vertysystem  
Articulator with engage for Vertysystem



10-3000

### AR.GO

Articolatore in alluminio anodizzato grigio e oro compatibile con Vertysystem

Anodized aluminium Articulator with engage for Vertysystem




10-3001

### AR.GO FACE

Arco facciale in alluminio anodizzato

Anodized aluminium Face bow



10-3002

### AR.GO TRANSFER

Trasferitore della forchetta dell'arco facciale (Ar.Go Face) in articolatore

Facebow Fork transfer (Ar.Go Face) to articulator



10-3003

### AR.GO SUPPORT

Supporto in alluminio anodizzato per calibrazione verticalità della forchetta dell'arco facciale

Anodized aluminium support to check the height and the parallelism of facebow fork



10-3005

### AR.GO TARE

Chiave di taratura in alluminio anodizzato per regolare l'altezza dell'articolatore

Anodized aluminium calibration key to set the height of the articulator



10-3006

### AR.GO SPLIT TARE

Basetta femmina in alluminio anodizzato per taratura | Conf: 1pz

Anodized aluminium Female split base | Pack: 1pz




10-3015-F2

### AR.GO SPLIT F2

Base split femmina in alluminio anodizzato con ingaggio Vertysystem per articolatore Ar.Go | Conf: 2 pz

Anodized aluminium Female split base with Vertysystem engage for Ar.Go articulator | Pack: 2 pcs



10-3019-01

### AR.GO SPLIT M

Base split maschio in tecnopolimero con ingaggio Vertysystem per articolatore Ar.Go | Conf: 1 pz

Technopolymer Male split base with Vertysystem engage for AR.GO articulator | Pack: 1 pc



10-3019-M2

### AR.GO SPLIT M2

Base split maschio in tecnopolimero con ingaggio Vertysystem per articolatore Ar.Go | Conf: 2 pz

Technopolymer Male split base with Vertysystem engage for Ar.Go articulator | Pack: 2 pcs



10-3019-M6

### AR.GO SPLIT M6

Base split maschio in tecnopolimero con ingaggio Vertysystem® per articolatore AR.GO | Conf: 6 pz

Technopolymer Male split base with Vertysystem® engage for AR.GO articulator | Pack: 6 pcs

## GALETTI



200-2800

### GALETTI ARTICULATOR

Articolatore con ingaggio Vertysystem® per fissare i modelli all'articolatore senza bisogno di gesso

Articulator compatible with Vertysystem to mount stone model without plaster