

Compatibilità stampa 3D e materiali BEGO Varseo



Varseo Smile Crown^{plus}



Varseo Smile Temp



Varseo Wax Tray



Varseo Wax Surgical Guide



Varseo Wax Model



Varseo Wax CAD/Cast

Indicazione	Corone singole permanenti, inlay, onlay e faccette	Corone e ponti provvisori, inlay, onlay e faccette	Cucchiari da impronta individuali	Dime chirurgiche e ausili per l'inserimento di protesi implantari	Modelli master e per l'odontotecnica ed anche di modelli massicci o cavi con monconi rimovibili	Oggetti calcinabili
Dispositivo medico	Classe IIa*	Classe IIa*	Classe I*	Classe I*	–	–
Colore	A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3**	A2, A3, C2**	blue	blue-transparent	yellow-brown	yellow
Modulo di flessione	4.090 MPa	≥ 3.500 MPa	≥ 1.500 MPa	≥ 1.500 MPa	≥ 1.500 MPa	> 1.500 MPa
Resistenza alla flessione	116 MPa	≥ 100 MPa	≥ 50 MPa	≥ 50 MPa	≥ 50 MPa	> 50 MPa
Solubilità in acqua	0,23 µg/mm ³	–	–	–	–	–
Assorbimento d'acqua	3,6 µg/mm ³	–	–	–	–	–
Viscosità	2.500–6.000 mPa·s	2.500–6.000 mPa·s	1.100 mPa·s	1.100 mPa·s	1.100 mPa·s	700–1.500 mPa·s
Densità	ca. 1,4–1,5 g/cm ³	ca. 1,4–1,5 g/cm ³	ca. 1,12 g/cm ³	ca. 1,12 g/cm ³	ca. 1,12 g/cm ³	1,10 g/cm ³
Contenuto di ceneri residue	–	–	–	–	–	< 0,1% a 700 °C
Resistenza all'impatto Charpy	–	–	≥ 3 kJ/m ²	≥ 3 kJ/m ²	≥ 3 kJ/m ²	–
Spessore dello strato	50 µm	50 µm	100 µm	100 µm	50 µm	50 µm

BEGO Varseo XS 	Flacone da 0,25 kg <ul style="list-style-type: none"> • A1 – REF 41117 • A2 – REF 41118 • A3 – REF 41119 • B1 – REF 41120 • B3 – REF 41121 • C2 – REF 41122 • D3 – REF 41123 	Flacone da 0,25 kg <ul style="list-style-type: none"> • A2 – REF 41102 • A3 – REF 41103 • C2 – REF 41104 	–	–	–	Flacone da 0,25 kg <ul style="list-style-type: none"> • REF 41137
BEGO Varseo S / Varseo / Varseo L 	Flacone da 0,5 kg <ul style="list-style-type: none"> • A1 – REF 41107 • A2 – REF 41108 • A3 – REF 41109 • B1 – REF 41110 • B3 – REF 41111 • C2 – REF 41112 • D3 – REF 41113 	Flacone da 0,5 kg <ul style="list-style-type: none"> • A2 – REF 41022 • A3 – REF 41023 • C2 – REF 41024 	Flacone da 1 kg <ul style="list-style-type: none"> • REF 41013 	Flacone da 1 kg <ul style="list-style-type: none"> • REF 41012 	Flacone da 1 kg <ul style="list-style-type: none"> • REF 41010 	Flacone da 1 kg <ul style="list-style-type: none"> • REF 41136

* Dispositivo medico secondo la direttiva CE „Dispositivi medici“ 93/42/CEE.

** Secondo il sistema di colori classici VITA (VITA è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.)

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà. I prodotti e i servizi illustrati potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.

Compatibilità stampa 3D e materiali BEGO Varseo



VarseoSmile Crown^{plus}



VarseoSmile Temp



VarseoWax Tray



VarseoWax Surgical Guide




VarseoWax Model



VarseoWax CAD/Cast

Indicazione	Corone singole permanenti, inlay, onlay e faccette	Corone e ponti provvisori, inlay, onlay e faccette	Cucchiai da impronta individuali	Dime chirurgiche e ausili per l'inserimento di protesi implantari	Modelli master e per l'odontotecnica ed anche di modelli massicci o cavi con monconi rimovibili	Oggetti calcinabili
Dispositivo medico	Classe IIa*	Classe IIa*	Classe I*	Classe I*	–	–
Colore	A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3**	A2, A3, C2**	blue	blue-transparent	yellow-brown	yellow
Modulo di flessione	4.090 MPa	≥ 3.500 MPa	≥ 1.500 MPa	≥ 1.500 MPa	≥ 1.500 MPa	> 1.500 MPa
Resistenza alla flessione	116 MPa	≥ 100 MPa	≥ 50 MPa	≥ 50 MPa	≥ 50 MPa	> 50 MPa
Solubilità in acqua	0,23 µg/mm ³	–	–	–	–	–
Assorbimento d'acqua	3,6 µg/mm ³	–	–	–	–	–
Viscosità	2.500–6.000 mPa·s	2.500–6.000 mPa·s	1.100 mPa·s	1.100 mPa·s	1.100 mPa·s	700–1.500 mPa·s
Densità	ca. 1,4–1,5 g/cm ³	ca. 1,4–1,5 g/cm ³	ca. 1,12 g/cm ³	ca. 1,12 g/cm ³	ca. 1,12 g/cm ³	1,10 g/cm ³
Contenuto di ceneri residue	–	–	–	–	–	< 0,1% a 700 °C
Resistenza all'impatto Charpy	–	–	≥ 3 kJ/m ²	≥ 3 kJ/m ²	≥ 3 kJ/m ²	–
Spessore dello strato	50 µm	50 µm	100 µm	100 µm	50 µm	50 µm

Asiga*** MAX UV 	Flacone da 0,25 kg <ul style="list-style-type: none"> • A1 – REF 41117 • A2 – REF 41118 • A3 – REF 41119 • B1 – REF 41120 • B3 – REF 41121 • C2 – REF 41122 • D3 – REF 41123 	Flacone da 0,5 kg <ul style="list-style-type: none"> • A1 – REF 41107 • A2 – REF 41108 • A3 – REF 41109 • B1 – REF 41110 • B3 – REF 41111 • C2 – REF 41112 • D3 – REF 41113 	Flacone da 0,25 kg <ul style="list-style-type: none"> • A2 – REF 41102 • A3 – REF 41103 • C2 – REF 41104 	Flacone da 0,5 kg <ul style="list-style-type: none"> • A2 – REF 41022 • A3 – REF 41023 • C2 – REF 41024 	–	–	–	Flacone da 0,25 kg <ul style="list-style-type: none"> • REF 41137 	Flacone da 1,0 kg <ul style="list-style-type: none"> • REF 41136
	VarseoSmile Crown^{plus} è distribuito da Formlabs come: Permanent Crown		VarseoSmile Temp è distribuito da Formlabs come: Temporary CB		–		–		–

Formlabs*** Form 2 	–	Flacone da 1,0 kg <ul style="list-style-type: none"> • A2 – REF FLTCA201 • A3 – REF FLTCA301 • B1 – REF FLTCB101 • C2 – REF FLTCC201 	–	–	–	–
Formlabs Form 3B 	Flacone da 1,0 kg <ul style="list-style-type: none"> • A2 – REF FLPCA201 • A3 – REF FLPCA301 • B1 – REF FLPCB101 • C2 – REF FLPC201 	Flacone da 1,0 kg <ul style="list-style-type: none"> • A2 – REF FLTCA201 • A3 – REF FLTCA301 • B1 – REF FLTCB101 • C2 – REF FLTCC201 	–	–	–	–

* Dispositivo medico secondo la direttiva CE „Dispositivi medici“ 93/42/CEE.

** Secondo il sistema di colori classici VITA (VITA è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.)

*** Questo marchio e una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che non appartiene al gruppo BEGO.

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà. I prodotti e i servizi illustrati potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.